



Étuves de séchage et stérilisation "Digitheat-TFT"

A CONVECTION NATURELLE.

COMMANDE À MICROPROCESSEUR ET ÉCRAN TACTILE AVEC TECHNOLOGIE TFT.

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L'AMBIANCE +5 °C. JUSQU'À 250 °C.

STABILITÉ: ±0,3 °C, À 150°C. HOMOGENÉITÉ: ±1 °C À 150°C.

ERREUR DE CONSIGNE: ±2% À LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. RÉOLUTION: 1 °C.

PREMIER
SERIE



SÉCURITÉ:

NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

Atteinte de la température en un minimum de temps

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 138 et 139).



Modèle Digitheat type Poupinel,
codes 2001253 et 2001255.




Modèle Digitheat, codes 2001251, 2001252 et 2001254.

EQUIPEMENT STANDARD

2 étagères et 4 porte-guides.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2001251	19	30	25	25	50	60	44	5	600	24
2001252	36	40	30	30	60	65	49	7	900	35
2001253	52	33	47	33	53	82	52	5	1000	44
2001254	80	50	40	40	70	74	59	8	1200	59
2001255	150	50	60	50	70	95	68	8	2100	73



Graphique de température-temps.

A. Set à 250 °C: 60'.

B. Set à 180 °C: 54'.

C. Set à 100 °C: 48'.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code 2001251 2001252 2001253 2001254 2001255

Guide-étagères - 2 unités 2000011 2000012 2000012 2000013 2000015

Étagères 2000021 2000022 2000024 2000023 2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter 2 guides.